

Antifrogen[®] N
Antifrogen[®] SOL HT

Antifrogen[®] L
Protectogen[®] C aqua

Antifrogen[®] SOL VP 1981
Antifrogen[®] KF VP 1974

Antifrogen Servis 2012 zdarma

Nemrznoucí kapalinu Antifrogen lze bez větších problémů provozovat v system mnoho let. Jednou ročně by však měla být provedena kontrola hustoty Antifrogenu, aby byla prověřena teplota, do které má Antifrogen chránit zařízení proti zamrznutí. Tuto kontrolu lze provést pomocí hustoměru, který je možno zakoupit u prodejců Antifrogenu.

Dále by měla být každé 2 roky kontrolována antikorozi schopnost Antifrogenu. Pro provedení kontroly je nutné naplnit do skleněné lahvičky 250 ml roztoku Antifrogenu z vašeho zařízení a poslat ho s vyplněným protkolem k provedení kontroly na níže uvedenou adresu.

Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Werk Gendorf
BU ICS, Technical Application EMEA IA, Heat Transfer Fluids
Mrs. Martina Mühlthaler
Industrieparkstraße 1, Bau 300
84508 Burgkirchen, Germany
Phone number: +49 8679/7-3347
E-mail: Martina.Muehlthaler@clariant.com

*Získáte podrobnou zprávu o zkoušce s informacemi o :
vzhled, index lomu (20 ° C), hustotě při (20 ° C),
ochraně proti zamrznut , hodnotě pH, rezervě alkality , podíl
teplonosná složky , obsahu chloridů, stejně jako
další použitelnosti roztoku Aktifrogenu.*

Výsledky testu a z něho vyplývající doporučení odpovídají zaslánému vzorku. Je plnou odpovědností uživatele, zda se bude řídit našimi doporučeními a ochrání tím zařízení proti eventuální korozi nebo zamrznutí. Za případné škody vzniklé nedodržením našich doporučení neneseme žádnou právní odpovědnost.



Příklad nálepky na láhvičku

firm:	_____
object:	_____

date:	_____