

## Chladírenské polyesterové oleje (POE)

Schiessl	Produkt	Balení
531.0112	Bitzer BSE 32	Plechovka 1L
531.0114	Bitzer BSE 32	Kanistr plast 5L
531.0124	Bitzer BSE 170	Kanistr plast 10L 2)
531.0601	Tecumseh POE	Plechovka 1L
531.0711	Maneurop 160PZ	Plast 2L
531.0713	Maneurop 160 SZ	Plast 2L pro R407C
531.0802	Fuchs Triton SE55	Plechovka 1L
5310.2809	Fuchs Triton SEZ22	Plechovka 1L
531.2805	Emkarate RL22H	Plechovka 1L
531.2808	Emkarate RL68H	Plechovka 1L
531.2818	Emkarate RL32H	Plechovka 1L
531.2822	Emkarate RL32H	Kanistr plech 5L
531.2826	Emkarate RL68H	Kanistr plech 5L
531.2827	Emkarate RL32-3MAF	Plechovka 1l 1)
531.2828	Emkarate RL32-3MAF	Kanistr plech 5L 1)
5310.2817	Emkarate RL220-Plus	Kanistr plech 20L 2)
106.0605	Tecumseh PVE	Plechovka 1L 3)
531.0716	Danfoss FVC68D,PVE	Plechovka l 3)

### Poznámka:

- 1) tento olej lze používat pro všechna chladiva R22, 134a,404a,407C,410A,507 náplň kompresorů Copeland a Bristol.
- 2) tyto oleje s vysokou viskozitou se používají pro šroubové kompresory
- 3) PVE je speciální olej pro kompresory do klimatizačních jednotek



## Testy kyselosti olejů

### Test ETK-POE

- Purpurová - v pořádku
- Oranžová - použitelný
- Žlutá - kyselý vyměnit
- Bílá - kyselý, vyměnit



### ATK 5 -univerzální

- Modrá - v pořádku
- Červená - v pořádku
- Zelená -použitelný
- Žlutá - vyměnit
- Pro POE i minerální oleje
- Balení - 4 ampulky



### Test QT 2000

Rychlý a jednoduchý test kyselosti oleje. Trubička se nasadí na plnicí ventilku kompresoru a profoukne se krátce 3-5 sekund chladivem. Podle zabarvení se určí kyselost oleje.

Žlutá- v pořádku, Růžová -použitelný, Červená -kyselý, vyměnit



Schiessl	Produkt	Popis
352.2803	Test ETK-POE	Test ETK- POE
3520.280	Test ATK5	Test ATK5- 4 ampulky
352.4001	Test QT2000	Test QT2000 - trubička